



TITANIA[®]

pioneer of spine

Haydar Aliyev Caddesi 2131 Sokak No: 36/B Kat:6 Daire:23

Kalaycıoğlu Sitesi Bayraklı - İZMİR

Tel: +90 232 4613667 - 4613267 Fax: +90 232 4614248

www.titania.com.tr



Servikal Plak Sistemi

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Farklı Vida Çapları İçin Anodize Renklendirme
- Poliaksiyel Plak Delikleri
- İstenilen Açıda Vida Gönderimine Uygun Plak Dizaynı
- Gelişmiş İntraoperatif Uygulama ve Çok Çeşitli Boyut Seçeneği
- Özel Tasarım Vida Kilitlemeli Düşük Profil Dizayn
- Anatomik Yapıya Uygun Dizayn
- Kolay Uygulanabilirlik





Servikal Disk Protezi

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal

Anatomik Dizayn

Yüksek Hareket Kabiliyeti


Tek Parça Bridge Sistemi

TiN ve ZrN Kaplı İç Yüzey

Güçlü Tutunum Sağlayan Özel Diş Yapısı

Özel Titanyum Kuşlama ve Porous Coating Pürüzleme

Basit İmplantasyon



Servikal Peek Kafes

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

- Peek-Optima Materyal**
- Anatomik Yapıya Uygun Dizayn**
- Radyolojik Görüntüleme İçin Titanyum ve Tantalum Belirteçler**
- Maksimize Graftleme Alanı**
- Yüksek Tutunum Sağlayan Diş Yapısı**
- Kontrollü In-situ Genişleme**
- Kolay Uygulanabilirlik**







Torako-Lomber Spinal Stabilizasyon Sistemi

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Farklı Ürün Ebatları İçin Anodize Renklendirme
- Özel Konik Diş Yapısı Sayesinde Omurga Üzerinde 2 Kat Daha Güçlü Tutunma
- Self - Tapping Özelliği İle Kılavuzsuz Kullanım
- Kolay ve Güvenli Enstrumantasyon
- 5,5 mm ve 6 mm Rod Çaplarına Uyumlu Gövde Profili
- Düşük, Orta ve Yüksek Profil Seçeneği
- Kanüllü Poliaksiyel ve Monoaksiyel Vida Seçenekleri
- Lateralizasyon ve Medializasyon Aparat Seçenekleri
- Kolay Rod Konumlandırılmasına İzin Veren Kılavuzlu Monoblok Klempleri
- Klipsli, Sabit ve Hareketli Ara Bağlantı Seçenekleri



Lomber Plif - Tlif - Alif Kafes

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

Anatomik Dizayn

Peek-Optima Materyal ve Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal

Radyolojik Görüntüleme İçin Titanyum ve Tantalum Belirteçler

Maksimize Greftleme Alanı



Kontrollü In-Situ Genişleme

Güçlü Tutunum Sağlayan Özel Diş Yapısı

Eliptik Ön Dizayn Sayesinde Disk Mesafesine Yerleştirme Kolaylığı

Implantasyon Sırasında Açısal Hareket Kolaylığı Sağlayan Özel Dizayn

Basit Implantasyon





Lomber Disk Protezi

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal

Anatomik Dizayn

Kontrollü Hareket Kabiliyeti

Özel Kapalı Kafes Protez Dizaynı

Tek Parça Bridge Sistemi


Aşınmayı Önleyici TIN Kaplı İç Yüzey

Güçlü Tutunum Sağlayan Özel Diş Yapısı

Özel Titanyum Kuşlama ve Porous Coating Pürüzleme

Hareketli Enstrümantasyon Özelliği ile Pozisyon Verebilme Kabiliyeti

Basit Implantasyon






Modüler Spinal Sistem

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Düşük Profil
- Birbirinden Bağımsız Lordotik Açılı ve Kifotik Açılı Plaklar
- Lateral ve Medial Plaklar
- Özel Sakrum Lordotik Açılı Plaklar
- Lateral ve Medial Özel Sakrum Plak Dizaynı
- Her Mesafe İçin Birbirinden Bağımsız Plaklar
- Torokal ve Lomber İçin Rodlu Sisteme Geçiş Kolaylığı
- Minimal Invaziv Uygulanabilirlik
- İstenilen Seviyede Sistem Bütünlüğünü Bozmadan Revizyon İmkkanı
- Basit Implantasyon




Korpektomi Kafesi

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

- Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal
- Anatomik Dizayn
- Özel Titanyum Kuşlama ve Porous Coating Pürüzleme
- Farklı Anatomik Bölgeler İçin Renk Kodları
- Kontrollü In-Situ Genişleme
- Kesilebilir ve Genişleyebilir Ürün Seçenekleri
- Tüm Spinal Hat İçin Farklı Boyut Seçenekleri
- Kolay Enstrumantasyon





Dinamik Plak Sistemi

Premium Design
Excellent Biocompatibility
Safe and Secure Implantation

ÖZELLİKLERİ

Ti-6Al-4V ELI (Astm F 136) Titanyum Materyal

Düşük Profil Dizayn

Özel Titanyum Kuşlama ve Porous Coating Pürüzleme

Fleksiyona ve Ekstensiyona İzin Veren Entegre Amortisör

Geliştirilmiş Düşük Profil Poliaksiyel Vida Dizaynı

Arttırılmış Operatif Verimlilik

Her Seviyede Simetrik Konumlandırma İçin Farklı Boyut Seçenekleri

Anatomik Yapıya Uygun Dizayn

Kolay ve Güvenli Enstrumantasyon

